

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson



Vid blodtrycksmätning med manschett krävs utrustning med hög tillförlitlighet, rätt val av manschettstorlek kalibrerad manometer och noggrant utförande av mätning för att mätresultatet skall bli rättvisande.

Storleksangivelsen anger innerblåsans mått. För rättvisande mätning krävs att innerblåsans bredd är inom 55 – 35 % av armomfånget. Enligt Svensk och Europeisk standard SS-EN 1060-1 bör blåsans bredd vara ca 40 % av armens omfång och blåsans längd 80 – 100 % av maximalt armomfång. Storleksindikering för rätt armomfång anges på manschettens insida. Manschetter finns i följande storlekar och rekommenderas för angivna armomfång.

Barn 0-1 år, för armomfång 4-10 cm, innerblåsans mått **3x10** cm, manschett utv. mått 5x21 cm

Barn 0-1 år, för armomfång 5-20 cm, innerblåsans mått **3x20** cm, manschett utv. mått 5x29,5 cm

Barn 1-4 år, för armomfång 10-20 cm, innerblåsans mått **6x20** cm, manschett utv. mått 8x33 cm

Barn och ungdom, för armomfång 17-28 cm, innerblåsans mått **9x28** cm, manschett utv. mått 11x41 cm

Vuxen normal arm, för armomfång 25-35 cm, innerblåsans mått **12x35** cm, manschett utv. mått 14x52 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 32-43 cm, innerblåsans mått **15x43** cm, manschett utv. mått 17x66 cm

Vuxen kraftig arm, för armomfång 30-40 cm, innerblåsans mått **14x40** cm, manschett **konisk** utv. mått 16x64 cm

Vuxen extra kraftig arm, för armomfång 35-50 cm, innerblåsans mått **16x50** cm, manschett **konisk** utv. mått 17x75 cm (denna modell finns endast med integrerad innerblåsa)

Vuxen lårben, för omfång 38-52 cm, innerblåsans mått **18x52** cm, manschett utv. mått 20x78 cm

Vuxen lårben, för omfång 38-60 cm, innerblåsans mått **18x60** cm, manschett utv. mått 20x87 cm

Vuxen kraftig lår, för omfång 40-60 cm, innerblåsans mått **20x60** cm, manschett **konisk** utv. mått 22x90 cm

AB Henry Eriksson, Skebokvarnsvägen 267, S-124 53 Bandhagen Tel: 08-647 48 05 Fax: 08-647 00 10

E-post: he@henryeriksson.se www.henryeriksson.se

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson med Handmanometer DS-54

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av latexfri och PVC-fri innerblåsa kloropren (1 slang) och yttermanschett i blått tyg (nylon) och handmanometer WelchAllyn DS-54 (102-8100). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|
| Barn 0 - 1 år | innerblåsa 3 x 20 cm | 1810-00017 |
| Barn 1 - 4 år | innerblåsa 6 x 20 cm | 2810-00017 |
| Barn och ungdom | innerblåsa 9 x 28 cm | 3810-00017 |
| Vuxen normal arm | innerblåsa 12 x 35 cm | 4810-00017 |
| Vuxen kraftig arm | innerblåsa 15 x 43 cm | 5810-00017 |
| Vuxen lårben | innerblåsa 18 x 60 cm | 6810-00017 |
| Vuxen kraftig kort arm | innerblåsa 14 x 40 cm | 7810-00017 |
| Vuxen extra kraftig arm | innerblåsa 16x50 cm, integrerad | 0810-00005 |
| Vuxen kraftig lårben | innerblåsa 20 x 60 cm | 8810-00017 |

Blodtrycksmanschett AB Henry Eriksson med 1-slanganslutning exkl. manometer

AB Henry Erikssons blodtrycksmanschett består av latexfri och PVC-fri innerblåsa i kloropren (1 slang) och yttermanschett i blått tyg (nylon). Yttermanschetten är tvättbar (60 grader) och är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång. Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|------------|
| Barn 0 - 1 år | innerblåsa 3 x 10 cm | 1001-00017 |
| Barn 1 - 4 år | innerblåsa 6 x 20 cm | 2001-00017 |
| Barn och ungdom | innerblåsa 9 x 28 cm | 3001-00017 |
| Vuxen normal arm | innerblåsa 12 x 35 cm | 4001-00017 |
| Vuxen kraftig arm | innerblåsa 15 x 43 cm | 5001-00017 |
| Vuxen lårben | innerblåsa 18 x 60 cm | 6001-00017 |
| Vuxen kraftig kort arm | innerblåsa 14 x 40 cm | 7001-00017 |
| Vuxen extra kraftig arm | innerblåsa 16x50 cm, integrerad | 0001-00005 |
| Vuxen kraftig lårben | innerblåsa 20 x 60 cm | 8001-00017 |

Blodtrycksmätare AB Henry Eriksson TPU med Handmanometer DS-54

AB Henry Erikssons blodtrycksmätare består av latexfri och PVC-fri TPU-manschett (1 slang), blå, handmanometer WelchAllyn DS-54 (102-8100). AB Henry Erikssons TPU-manschett är försedd med storleksindikering för rätt val till olika armomfång den har tydlig markering för artär och texten "DENNA SIDA MOT ARM" motverkar att användaren applicerar manschetten åt fel håll.

Alla ingående delar tål rengöring med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider.

| | | |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| Barn 0 - 1 år | innerblåsa 3 x 10 cm | 1810-00005 |
| Barn 1 - 4 år | innerblåsa 6 x 20 cm | 2810-00005 |
| Barn och ungdom | innerblåsa 9 x 28 cm | 3810-00005 |
| Vuxen normal arm | innerblåsa 12 x 35 cm | 4810-00005 |
| Vuxen kraftig arm | innerblåsa 15 x 43 cm | 5810-00005 |
| Vuxen lårben | innerblåsa 18 x 60 cm | 6810-00005 |
| Vuxen kraftig kort arm | innerblåsa 14 x 40 cm | 7810-00005 |
| Vuxen extra kraftig arm | innerblåsa 16 x 50 cm | 0810-00005 |
| Vuxen kraftig lårben | innerblåsa 20 x 60 cm | 8810-00017 |