

Thomas Tubhållare

Den unika designen av Thomas Tubhållare håller effektiv Endotrakealtuber, Combituber och Larynxmasker på plats och ger en säker och bekväm vård till patienten. Lösningen när du tröttnat på tejp som inte fastnar där den ska.

Thomas Tubhållare

- ✓ Thomas Tubhållare säkrar tuben på plats genom en snabbskruv som också ger snabb borttagning
- ✓ Den har ett bitblock som skyddar både tuben och patienten
- ✓ Ett brett Velcrobånd håller fast hållaren även om det är vått



Fakta

Produkt	Artnr
Thomas Tubhållare, vuxen	600-10000
Thomas Tubhållare, barn	600-20000
Thomas Tubhållare, vuxen grön	600-30000