

SELEFA® Kirurgtejp Nonwoven

REF: 2402021, 2402022, 2402023, 2405021, 2405022, 2405023

SELEFA® Kirurgtejp nonwoven är en prisvärd kirurgisk tejp för allmänt bruk. Den kan användas för fixering av slangar, katetrar och mindre medicinsk utrustning samt för fixering av alla typer av förband. Tejpen andas och kan enkelt tas bort utan att häftan fastnar.

Egenskaper

- ▶ Latexfri
- ▶ Material som andas
- ▶ Utmärkt vidhäftningsförmåga
- ▶ Tunt nonwoven-material
- ▶ Finns med eller utan hållare



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2402021	Kirurgtejp, nonwoven, Vit	1,25cm x 9,1m	24 / 720
2402022	Kirurgtejp, nonwoven, Vit	2,5cm x 9,1m	12 / 360
2402023	Kirurgtejp, nonwoven, Vit	5cm x 9,1m	6 / 180
2405021	Kirurgtejp nonwoven med hållare, Vit	1,25cm x 9,1m	24 / 720
2405022	Kirurgtejp nonwoven med hållare, Vit	2,5cm x 9,1m	12 / 360
2405023	Kirurgtejp nonwoven med hållare, Vit	5cm x 9,1m	6 / 180

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Tejp	Papper och våtlagd nonwoven, vit
Lim	Tryckkänsligt akrylhäftämne, latexfritt
Kärna	PE, krämvit
Hållare	PP, blå

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 136 x 90 x 54 2402022: 136 x 90 x 54 2402023: 136 x 90 x 54 2405021: 145 x 142 x 78 2405022: 145 x 142 x 66 2405023: 145 x 142 x 60
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2402021: 290 x 290 x 285 2402022: 290 x 290 x 285 2402023: 290 x 290 x 285 2405021: 445 x 310 x 410 2405022: 445 x 310 x 350 2405023: 445 x 310 x 320
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
2402021	N/A	06438129352085	06438129552089
2402022	N/A	06438129352092	06438129552096
2402023	N/A	06438129352108	06438129552102
2405021	N/A	06438129352146	06438129552140
2405022	N/A	06438129352153	06438129552157
2405023	N/A	06438129352160	06438129552164

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.