

## PRODUKTINFORMATION - TUOHYNÅL



### TUOHYNÅL MED TILLHÖRANDE VINGE

- Optimerad Tuohy slipning ger maximal känsla vid penetration
- Släta distansmarkeringar - 10 mm
- För att minska risken för "vävnadsproppar" i Tuohynålen är mandrinen individuellt anpassad till varje enskild Touhynål
- Färgkodad epidural Tuohynål för säker och enkel identifiering
- Har anslutning av luerfattning
- Löstagbar vinge för ökad flexibilitet

Benämning	Färgkod	Storlek (Gauge)	Längd (mm)	Art nr	Avdfp/st
Tuohynål med transparent separat tillhörande vinge	Ljusblå	16G	110	100/395/560	10
Tuohynål med transparent separat tillhörande vinge	Rosa	18G	110	100/395/580	10
Tuohynål med ljusblå separat tillhörande vinge	Ljusblå	16G	80	100/395/160	10
Tuohynål med mörkblå separat tillhörande vinge	Mörkblå	18G	80	100/395/180	10