




















22 mm raka kopplingar och munstycken



Steril version finns tillgänglig


(S*) Lägg till ett S till det sjuiffriga artikelnumret för att få artikelnumret för den sterila versionen, ex. 1960000S (förpackningsantalet står inom parantes).




Product Enquiry


info@intersurgical.com • www.intersurgical.com


15 mm raka kopplingar


	
Artikel	1945000
Förpackning	30


	
Artikel	1946000
Förpackning	30





	
Artikel	1947000
Förpackning	40


	
Artikel	1948000
Förpackning	50


	
Artikel	1949000
Förpackning	25

	
Artikel	1943000
Förpackning	40


	
Artikel	1974000
Förpackning	45


	
Artikel	1976000
Förpackning	50


	
Artikel	1962000
Förpackning	30

	
Artikel	1979000
Förpackning	50


10mm raka kopplingar


	
Artikel	1660000
Förpackning	40

	
Artikel	1661000
Förpackning	25

	
Artikel	1665000
Förpackning	40

	
Artikel	1666000
Förpackning	40

	
Artikel	1663000
Förpackning	25

	
Artikel	1664000
Förpackning	25