

Säker och skonsam fixering

3M™ Tegaderm™ PICC/ CVC fixeringsanordning + IV förband



Egenskaper:

- Fixerar perifert inlagda centrala venkatetrar (PICC) och kortids-CVK vid huden samt täcker och skyddar insticksstället
- Starkt och skonsamt silikonhäftämne
- Enkel att applicera och ta bort
- Passar för de flesta 1,2 och 3-lumenkatetrar upp till och med 12 Fr
- Kan användas i upp till 7 dagar
- Finns i två utföranden antingen Tegaderm IV Advanced förband eller Tegaderm CHG förband för integrerat antimikrobiellt skydd

Användningsområden:

- Suturlös fixering av PICC och CVK

3M Tegaderm PICC/CVC + I.V Advanced		
3M Art.nr	Storlek på förbandet	Antal/fp
1837-2100	8,5 cm x 11,5 cm	20
1839-2100	10 cm x 15,5 cm	20
3M Tegaderm PICC/CVC + CHG		
1877R-2100	8,5 cm x 11,5 cm	20
1879R-2100	10 cm x 15,5 cm	20