



## Tekniskt datablad


**Produktkategori:** Sterila sprutor med vatten, 10 % glycerin

Används för att fylla kuffen i en kvarliggande Foley-kateter.



**Beskrivning:** Kateterspruta Sterisets 10ml 10% glycerinlösning LS

**Teknisk ritning:**



**Material:** Spruta 10 ml av polypropylen  
Sprutkork av styrenblock copolymer  
Destillerat vatten med 10% glycerin

**Steriliseringmetod:** Strålning

**Varumärke:** Sterisets®

**Produktöversikt:** Steril enhetsförpackning

REF	Beskrivning	Förpackningsantal i st	
		Innerbox	Transportkartong
14318S	Kateterspruta Sterisets 10ml 10% glycerinlösning luer	40	240
14318BS	Kateterspruta Sterisets 10ml 10% glycerinlösning luer	NA	240

