

SELEFA® Kirurgtejp PE-film

REF: 2402031, 2402032, 2402033

SELEFA® Kirurgtejp med PE-film är en prisvärd kirurgisk tejp för allmänt bruk. Den kan användas för fixering av slangar, katetrar och mindre medicinsk utrustning samt för fixering av alla typer av förband. Tejpen andas och kan enkelt tas bort utan att häftan fastnar.

Egenskaper

- ▶ Latexfri
- ▶ Material som andas
- ▶ Utmärkt vidhäftningsförmåga
- ▶ Tunn, transparent, perforerad PE-film



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2402031	Kirurgtejp, PE-film, Transparent	1,25cm x 9,1m	24 / 720
2402032	Kirurgtejp, PE-film, Transparent	2,5cm x 9,1m	12 / 360
2402033	Kirurgtejp, PE-film, Transparent	5cm x 9,1m	6 / 180

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 1939, EN ISO 14184-1

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Tejp	LLDPE-film, halvtransparent
Lim	Tryckkänsligt akrylhäftämne, latexfritt
Kärna	PE, krämvit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	158 x 105 x 54
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	335 x 335 x 285
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
2402031	N/A	06438129352115	06438129552119
2402032	N/A	06438129352122	06438129552126
2402033	N/A	06438129352139	06438129552133

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.