

SELEFA® Kirurgtejp silke

REF: 2402011, 2402012, 2402013

SELEFA® Kirurgtejp silke är en prisvärd kirurgisk tejp för allmänt bruk. Den kan användas för fixering av slangar, katetrar och mindre medicinsk utrustning samt för fixering av alla typer av förband. Tejpen andas och kan enkelt tas bort utan att häftan fastnar.

Egenskaper

- ▶ Latexfri
- ▶ Material som andas
- ▶ Utmärkt vidhäftningsförmåga
- ▶ Konstgjort silke



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2402011	Kirurgtejp, silke, Vit	1,25cm x 9,1m	24 / 720
2402012	Kirurgtejp, silke, Vit	2,5cm x 9,1m	12 / 360
2402013	Kirurgtejp, silke, Vit	5cm x 9,1m	6 / 180

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN 1939

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Tejprulle	Acetatrayon, råvit
Häftämne	Smältlim, latexfritt
Kärna	PE, krämvit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	N/A	N/A
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	150 x 100 x 54
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	315 x 315 x 295
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
2402011	N/A	06438129352054	06438129552058
2402012	N/A	06438129352061	06438129352065
2402013	N/A	06438129352078	06438129552072

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.