



UniFlow™ andningssystem

Koaxialt andningssystem

UniFlow™ är ett anestesigastätt andningssystem utformat efter användarnas krav för klinisk verksamhet. Den finns i en variation av olika längder och kit för att möta olika behov och tillämpningar. UniFlow™ kan användas på patienter ner till 5 kg (VT > 40 ml).




UniFlow™ andningssystem



Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900000	UniFlow 1,6 m	12 st
2900050	UniFlow 1,8 m	10 st
2900008	UniFlow 2,0 m	10 st
2901000	UniFlow 2,4 m	10 st
2900051	UniFlow 2,7 m	10 st
2900005	UniFlow 3,2 m	10 st

UniFlow™ andningssystem med integrerad monitorerings slang



Artikelnummer	Benämning	Antal/fp
2900062	UniFlow 1,8m med integrerad monitorerings slang Inklusive extra monitorerings slang 0,7m, och knä utan port	10 st
2900069	UniFlow 1,8m med integrerad monitorerings slang Inklusive extra monitorerings slang 0,55m, och knä utan port	10 st
2900068	UniFlow 1,8m med integrerad monitorerings slang Inklusive knä med port	10 st
2900071	UniFlow 1,8m med integrerad monitorerings slang Inklusive extra monitorerings slang 1,0m, handventilationsslang 1,2m med vinkelkoppling, andningsblåsa 2 liter, samt knä utan port	10 st
2900070	UniFlow 2,7m med integrerad monitorerings slang Inklusive knä med port	10 st
2903010	UniFlow 3,2m med integrerad monitorerings slang Inklusive extra monitorerings slang 0,7m, och knä utan port	10 st



Svärdvägem 3A • 182 33 Danderyd
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se