


Set för handventilation

Intersurgical erbjuder ett brett sortiment av set för handventilation anpassat mot de anestesimaskiner som finns inom den svenska sjukvården.



👁 Visad produkt

Artikelnummer	Benämning	Maskin	Antal/fp
1528002	22mm Flextubeslang 1,2m		20 st
1528003	22 mm Flextubeslang 1,5m med snabbkoppling	ADU	15 st
1528007	Manuellt ventilationsskit Inklusive 22mm Flextube 1,5m med snabbkoppling och 22mm Flextube 0,9m	ADU	20 st
2010098	22mm Flextubeslang 1,6m med vinkelkoppling	Aisys/Avance	15 st
👁 2010099	22mm Flextubeslang 1,8m med vinkelkoppling Inklusive 2 liter andningsblåsa och 3m samplings slang	Aisys/Avance	15 st
2010245	22mm Compactslang utdragbar till 2,0m med vinkelkoppling	Aisys/Avance	100 st



Svärdvägen 3A • 182 33 Danderyd
Tel: 08 514 306 00 • E-post: info@intersurgical.se

www.intersurgical.se