

evercare® XP Special Operationsrockar, sterila

REF: 2534, 2535, 2537, 2539, 2540, 2544, 2545, 2547, 2549, 2550

evercare® XP Special Operationsrockar är lämpliga för ingrepp med medelstora till stora mängder vätskor och tillverkade av mycket motståndskraftigt och avvisande SMS-material för sjukvårdspersonalens föränderliga behov. Tillverkad i ett mjukt SMS-material med antistat- och alkoholavvisande behandling för ökat användarskydd. evercare® XP Special är förstärkt med ett material som andas i det kritiska området, framtill och i ärmarna, för att maximera skyddet mot kontaminering av operationssåret och för att skydda användaren vid våta ingrepp. Alla evercare® Operationsrockar ger en effektiv barriär mot kroppsvätskor, hudpartiklar och mikrober och är utformade för optimal komfort och rörelsefrihet. Det justerbara kardborrbandet i halsen ger en optimal passform samtidigt som det säkerställer justeringen. Muddar av hög kvalitet för ökad komfort och åtsittande passform runt handlederna. Rocken är steriliserad med etylenoxidgas och förpackad i lättöppnade påsar. Toppmodernt förpackningssystem med praktisk funktionell dispenser och märkning. Enhetsförpackningarna levereras med streckkodade avtagbara etiketter för förbättrad spårbarhet

Egenskaper

- ▶ Bra skydd och Xtra-komfort
- ▶ Antistat- och alkoholavvisande behandlad
- ▶ Ultraljudssvetsade sömmar på armar och axlar för ökad komfort genom att minska överflödigt material, vilket orsakar obehag.
- ▶ Rock med överlappande rygg och justerbart kardborrband i halsen ger optimal passform för individuell anpassning.
- ▶ Tydlig stämpel med storlek och prestandatyp.
- ▶ Bälteskort med tydlig indikering på steril/icke-steril för säker påtagning.
- ▶ Bokvikning möjliggör uppackning och påtagning utan risk för kontaminering.
- ▶ SMS-material med lågt fibersläpp. Bekväm design ger rörelsefrihet.




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
2534	XP Special Operationsrockar, steril, blå, Blå	M-kort	21 / 42
2535	XP Special Operationsrockar, steril, blå, Blå	M	20 / 40
2537	XP Special Operationsrockar, steril, blå, Blå	L	20 / 40
2539	XP Special Operationsrockar, steril, blå, Blå	XL	18 / 36
2540	XP Special Operationsrockar, steril, blå, Blå	XXL	18 / 36
2544	XP Special Operationsrockar med handdukar, steril, blå, Blå	M-kort	21 / 42
2545	XP Special Operationsrockar med handdukar, steril, blå, Blå	M	20 / 40
2547	XP Special Operationsrockar med handdukar, steril, blå, Blå	L	20 / 40
2549	XP Special Operationsrockar med handdukar, steril, blå, Blå	XL	18 / 36
2550	XP Special Operationsrockar med handdukar, steril, blå, Blå	XXL	18 / 36

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard:

EN ISO 11135, EN 13795-1 High performance

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 20417, EN ISO 11607-1, EN ISO 15223-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Huvuddel, ärm, bälte	PP SMS nonwoven, blå
PP, nonwoven/PE-film med andningsförmåga, vit	PP, nonwoven/PE-film med andningsförmåga, vit
PES, ribbstickad väv	PES, ribbstickad väv
PP Spunbond nonwoven, vit	PP Spunbond nonwoven, vit
PA, vävt band med kardborrband	PA, vävt band med kardborrband
Cellulosamassa (ECF), vit	Cellulosamassa (ECF), vit
Pappersmassa (ECF), vit	Pappersmassa (ECF), vit
PES, vit	PES, vit
Skumförstärkt väv, vit	Skumförstärkt väv, vit

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme mellan 15 - 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	5 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	242 x 334
Dispensförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2534: 381 x 279 x 320 2535: 381 x 279 x 320 2537: 381 x 279 x 320 2539: 381 x 279 x 320 2540: 381 x 279 x 370 2544: 381 x 279 x 320 2545: 381 x 279 x 320 2547: 381 x 279 x 370 2549: 381 x 279 x 370 2550: 381 x 279 x 370
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	2534: 574 x 401 x 330 2535: 574 x 401 x 330 2537: 574 x 401 x 330 2539: 574 x 401 x 330 2540: 574 x 401 x 380 2544: 574 x 401 x 330 2545: 574 x 401 x 330 2547: 574 x 401 x 380 2549: 574 x 401 x 380 2550: 574 x 401 x 380
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
2534	06438129112238	06438129312232	06438129512236
2535	06438129112245	06438129312249	06438129512243
2537	06438129112252	06438129312256	06438129512250
2539	06438129112269	06438129312263	06438129512267
2540	06438129112276	06438129312270	06438129512274
2544	06438129112283	06438129312287	06438129512281
2545	06438129112290	06438129312294	06438129512298
2547	06438129112306	06438129312300	06438129512304
2549	06438129112313	06438129312317	06438129512311
2550	06438129112320	06438129312324	06438129512328

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.