

**4-Lumen-CVK, 8,5 Fr. 1 x 14Ga., 1x16 G., 2x18 G., 20 cm –
Art. nr: CV-15854**

från Arrow-Teleflex/ Vingmed AB

Komplett set med:

- 1 Ledare 0,81mm x 60cm med J-tip/ rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer AA.
- 1 Dilatator
- 1 Seldinger-introduktionskanyl 18Ga x 6,35cm
- 1 Fixeringsvinge (fast och mobil)
- 1 Spruta 5ml

Lumen / volym / flöde

- Distal 16Ga./ 0,43ml/ 2700ml/h
- Medial 1. 14Ga./ 0,54ml/ 5100ml/h
- Medial 2. 18Ga./ 0,36ml/ 1400ml/h
- Proximal. 18Ga./ 0,41ml/ 1600ml/h


Avdelningsförpackning: 10 stycken

Transportförpackning: 10 stycken


Standarder:

Katetrarna uppfyller kraven i ISO 10555-3 och ISO 10555-1.

Latexfri




Tillbehör



Avstängningsklämmor och injektionsproppar




Ledare med enhands-mataren Arrow Advancer.



Blue-Flex-Tip extra mjuk spets



Mobil fixeringsvinge



Fast fixeringsvinge

Vingmed AB, Box 576, 175 26 Järfälla

Besöksadress: Datavägen 9A. Tfn 08-583 593 00. Fax 08-583 570 10. E-post: info@vingmed.se

www.vingmed.se Bankgiro 698-3308. Org.nr 556198-8253