

5-Lumen-CVK, 9,5 Fr. 1x16G 1x14G 3x18G 20 cm

Art. nr: CV-15955

från Arrow-Teleflex/ Vingmed AB

**Komplett set med**

- 1 ledare 0,81mm x 60cm med j-tipp/ rak, längdmarkeringar och med Arrow Advancer AA.
- 1 dilatator
- 1 Seldinger-introduktionskanyl 18Ga x 6,35cm
- 1 fixeringsvinge (fast och mobil)
- 1 spruta 5ml

**Lumen / volym / flöde**

- Distal: 16Ga./ 0,48ml/ 3605ml/h
- Medial1: 14Ga./ 0,57ml/ 5390ml/h
- Medial2: 18Ga./ 0,38ml/ 1250ml/h
- Medial3: 18Ga./ 0,38ml/ 1160ml/h
- Proximal: 18Ga./ 0,41ml/ 1455ml/h


**Avdelningsförpackning:** 5 stycken

**Transportförpackning:** 5 stycken

**Standarder:**

Katetrarna uppfyller kraven i ISO 10555-3 och ISO 10555-1.

**PVC-fri, latexfri och CE-märkt**




**Tillbehör**



**Avstängningsklämmor och injektionsproppar**



**Ledare med enhands-mataren Arrow Advancer.**



**Blue-Flex-Tip extra mjuk spets**



**Mobil fixeringsvinge**



**Fast fixeringsvinge**