

Uretärkatetrar

Uretärkateter standard centralhål

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd.förp.
264600-3	3	Centralhål	-	10
264600-4	4	Centralhål	-	10
264600-5	5	Centralhål	-	10

Uretärkateter standard Tiemann

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd. förp.
264100-3	3	Tiemann	Centralhål	10
264100-4	4	Tiemann	Centralhål	10
264100-5	5	Tiemann	Centralhål	10
264100-6	6	Tiemann	Centralhål	10
264100-7	7	Tiemann	Centralhål	10
264100-8	8	Tiemann	Centralhål	10

Uretärkateter standard Olivspets

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd. förp.
264001-3	3	Oliv	1	10
264001-4	4	Oliv	1	10
264001-5	5	Oliv	1	10
264001-6	6	Oliv	1	10
264001-7	7	Oliv	1	10
264001-8	8	Oliv	1	10

Uretärkateter standard Chevassu

Uretärkateter, cm-graderad, röd/grön markering för höger/vänster, adapter är bipackad samtliga katetrar. Katetern är röntgentät och är som standard försedd med en stålmandrin. Längd ca. 70 cm. Steril, för engångsbruk. Material: PVC. Latexfri.



Artikelnummer	Storlek ch	Spets	Ögon	Avd. förp.
267500-4	4	Chevassu	-	10
267500-5	5	Chevassu	-	10
267500-6	6	Chevassu	-	10
267500-7	7	Chevassu	-	10
267500-8	8	Chevassu	-	10
267500-9	9	Chevassu	-	10
267500-10	10	Chevassu	-	10
267500-12	12	Chevassu	-	10