


PRODUKTBLAD



Produktnamn: bionector[®] octopus[®] 2

Beskrivning: Injektionsventil med två förlägningsslangar

Art.nr	Int. Ø (mm)	Ext. Ø (mm)	Slanglängd (cm)	Anti-Reflux Ventil (ARV)	Fyllnadsvolym	Avd.fp/ Trp.Fp
841.232	1,5 (x2)	2,5 (x2)	3 (x2)	2	0,30 ml (x2)	10/240

Anslutningar: 360

Material: PC, Silikon, PE och PUR, rostfritt stål,
Polyisoprene. PVC-fri och latexfri.

Produkten är CE-märkt: Ja