

PRODUKTBLAD



Produktnamn: bionector[®] octopus[®] 3

Beskrivning: Injektionsventil med tre förlängningsslangar

Art.nr	Int. Ø (mm)	Ext. Ø (mm)	Slanglängd (cm)	Anti-Reflux Ventil (ARV)	Fyllnadsvolym	Avd.fp/ Trp.Fp
842.312	1,5 (x3)	2,5 (x3)	6 (x3)	3	0,44 ml (x3)	10/240

Anslutningar: 360

Material: PC, ABS, PE och PUR, rostfritt stål,
Polyisoprene. PVC-fri och latexfri.

Produkten är CE-märkt: Ja