

## PRODUKTBLAD



**Produktnamn:** leaderflex®

**Beskrivning:** Barn-CVK i PUR med fixeringsvinge och integrerad förlängningsslang. Kan även användas som artärkateter.

Art.nr	Kateter (PUR) 22 G – 2 Fr				Rak Ledare		Punktionsnål	
	Int Ø-Ext Ø mm	Längd cm	Flöde ml/min	Fyllnads volym ml	Ext Ø mm	Längd cm	G	Längd cm
1212.04	0,5-0,7	4	17	0,15	0,5	23	22	4
1212.06	0,5-0,7	6	15	0,16	0,5	23	22	4
1212.062*	0,5-0,7	6	15	0,16	0,5	40	22	4
1212.08	0,5-0,7	8	12	0,17	0,5	26	22	4
1212.082*	0,5-0,7	8	12	0,17	0,5	40	22	4
1212.20	0,5-0,7	20	4,4	0,20	0,5	50	22	4

\* Nitinol "J" ledare

**Material:** PUR (rtg-tät), PC, PA, PE, rostfritt stål och Nitinol (markerad med \*)

**Innehåller:** Introducernål, rak ledare, CVK med integrerad förlängningsslang

**Avd.förpackning:** 20 st

**Transp.förpackning:** 20 st

**Produkten är CE-märkt:** Ja