

Medicinskåp **REJÄL** är speciellt konstruerat och anpassat för att förvara narkotiska preparat i läkemedelsrum, akut-rum och behandlingsrum. Skåpet är även lämpligt som förvaringsskåp på de äldre-/gruppboenden som ställer extra höga krav på säkerhet och utrymme. Ett annan vanlig användare är ambulansgarage, ofta då tillsammans med ett låssystem med extern läsare.



Medicinskåp **REJÄL**

REJÄL är ett medicinskåp med väl utnyttjat utrymme. **REJÄL** har flyttbara glashyllor, i dörren finns två fack och en utfällbar hylla för bl. a. medicindelning.

Lås - tillval:

- El-låskista: Kan styras av extern läsare
- Mekaniskt

Båda levereras med trycke och oval cylinder

Kan även anpassas för:

- Salto
- Phoniro
- TimeLox



NYHET!

Nu finns Medicinskåp Rejäl med både höger- och vänsterhängd dörr.

Medicinskåp **REJÄL**

Vikt (kg):	33
Yttermått HxBxD (mm):	620X410X260
Plåttjocklek(mm):	3
Ytbehandling:	Vit pulverlack
Glashyllor:	3
Monteringsplatta:	Ingår