


# Slang på rulle

50 meter lång Flextube™

Flextube™ är anestesigastät veckad slang i fast längd på rulle.



## Beställningsinformation

| Artikelnummer | Benämning                              | Antal/fp    |
|---------------|----------------------------------------|-------------|
| 1570000       | 30 mm Flextube med kuff var 1,4 m, blå | 1 st á 30 m |
| 1573000       | 22 mm Flextube med kuff var 15 cm      | 1 st á 50 m |
| 1574000       | 22 mm Flextube med kuff var 40 cm      | 1 st á 50 m |
| 1575000       | 15 mm Flextube med kuff var 17 cm      | 1 st á 50 m |
| 1576000       | 15 mm Flextube med kuff var 40 cm      | 1 st á 50 m |
| 1578000       | 10 mm Flextube med kuff var 40 cm      | 1 st á 50 m |



Gävlegatan 18B • 113 30 Stockholm  
Tel: 08 514 30 600 • Fax: 08 514 30 620 • E-post: [info@intersurgical.se](mailto:info@intersurgical.se)

[www.intersurgical.se](http://www.intersurgical.se)