

RespoSorb® Super

Absorptionsförband med superabsorbenter

RespoSorb Super är det optimala absorptionsförbandet för kraftigt vätskande sår. Tack vare den snabba absorptionen och kärnan med superabsorbenter som kapslar in och bibehåller vätskan i förbandet, kan patienten känna sig trygg utan risk för läckage och lukt.



- 1 Snabb och effektiv absorption
- 2 Minskar eventuell lukt från såret
- 3 Fungerar lika bra under kompressionsbehandling
- 4 Det gröna ytskiktet på baksidan skyddar kläder och sängkläder mot läckage

Fördelar:

Snabb och effektiv absorption
Hög användarkomfort
Andningsbar
Minskar lukt
Skyddar mot läckage



Egenskaper

RespoSorb Super är ett högabsorberande förband med superabsorbenter. Förbandet har fyra olika lager som alla uppfyller en viktig roll. Kontaktlagret ser till att vätskan snabbt och effektivt absorberas utan att förbandet fastnar i såret. Transportlagret ser till att vätskan transporteras till superabsorbenterna och där säkert kapslas in. Den gröna baksidan som är andningsbar och vattenavvisande ser till att förbandet andas samt skyddar kläder och sängkläder mot läckage.

Material

RespoSorb Super är ett absorptionsförband med fyra olika lager.

Kontaktlager - Hydrofil non-woven PA/viskos

Transportlager - Hydrofil cellulosa

Kärna med superabsorbenter och cellulosafluff -

Hydrofila cellulosa fibrer och superabsorbenter (SAP)

Baksida - Hydrofob non-woven polypropylen

Indikation

Används för behandling av alla typer av kraftigt vätskande sår, exempelvis kirurgiska sår, lymfatiska sår, bensår och exulcererande tumörer. Skall ej användas på torra sår eller friliggande ben, muskler eller senor.

Instruktion

Applicera förbandets vita sida mot såret.
Förbandet får inte klippas.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
RespoSorb® Super	10 x 10 cm	685 020	10 st	6 Afp
Steril, enstycksförpackad	10 x 20 cm	685 021	10 st	6 Afp
	15 x 20 cm	685 022	10 st	6 Afp
	20 x 25 cm	685 023	10 st	6 Afp
	20 x 40 cm	685 024	10 st	5 Afp