

Artikelnummer 246008



## Tvättlappar i airlaid-material, ABENA, 1-lags, 26x20cm, vit, airlaid, engångs

- ✓ Airlaid-material
- ✓ Luftbehandlat
- ✓ Extra mjukt
- ✓ Extra absorberande
- ✓ Absorberar 6 gånger sin egen vikt

### Produktbeskrivning

Tvättlappar i airlaid-material för personlig hygien. Airlaid är extra mjukt och därför mycket lämpligt vid tvätt av patienter. Materialet är luftbehandlat för att vara extra mjukt och absorberande (6 gånger sin egen vikt) samtidigt som det har högre våtstyrka än vanligt papper. Kasta tvättlappen i papperskorgen efter användning. Produkten får endast användas utvärtes på kroppen. Undvik kontakt med ögonen.



### Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Tvättlappar i airlaid-material
Varumärke	ABENA
Färg	Vit
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångs
Material	Airlaid
Längd/djup	26 cm
Bredd	20 cm
Vikt, brutto	0.576 kg
Tjocklek	70 g/m2
Antal lager	1-lags
Säkerhetsanvisningar och varningar	Endast för utvärtes bruk på kroppen. Undvik kontakt med ögonen. Får inte spolas ned i toaletten.
Hållbarhetstid	5 år
Hållbarhet, öppnad	5 år
Förvaringsinstruktioner	Förvaras frostritt i originalförpackning. Undvik hög temperatur och direkt solljus.
Instruktioner för produktkassering	Får kasseras som vanligt hushållsavfall sorterat enligt lokala bestämmelser.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återanvändas eller förbrännas.

### Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
kartong	7 fp	60 cm	40 cm	22 cm	7331246003733
fp	150 st				



Symbolen för dermatologiskt testade produkter garanterar att produkterna har testats för eventuella hudirritationer av ett oberoende tredjepartslaboratorium.



Produkten är endast avsedd för engångsbruk.