



IM Medico Flexible

IM-Medico Flexible är som namnet antyder en väska som passar in i de flesta miljöer och har ett brett användningsområde. Den används i såväl sjukhusmiljö, hemsjukvård, prehospital sjukvård och i idrottsmiljö.

IM-Medico Flexible är handgjord i det pvc-fria materialet MicrAgard PLUS. Materialet underlättar att hålla väskan ren och fri från smuts och bakterier. Det pvc-fria materialet är ett bra val ur såväl hygienaspekt som miljöhänsyn. Materialet är även hållfast, vattentätt och flamsäkert. Reflexer som omger stora delar av väskan ger bra synbarhet och kan vara till hjälp för att skapa en säkrare arbetsmiljö.

Utöver valet mellan två olika mellanväggar erbjuder IM Medico Flexible också valmöjligheter gällande färg då den lagerförs i blått, svart, rött och grönt.



**SPECIFIKATIONER
IM MEDICO FLEXIBLE**

Mått: Höjd: 43 cm, Bredd: 33 cm, Djup: 21 cm



10-01453 IM Medico Flexible blå



10-01662 IM Medico Flexible grön



10-01655 IM Medico Flexible röd



10-01654 IM Medico Flexible svart



10-01722 IM Medico Flexible innervägg akut (fram- och baksidan samt innevägg)



10-01724 IM Medico Flexible innervägg förband (fram- och baksidan)



Hettich Healthcare, a part of Hettich Labinstrument
Wengarn 443, 193 91 Sigtuna
info@hettichlabinstrument.se
Tel: 08-752 00 30
www.hettichlabinstrument.se/healthcare