

# Product Data Sheet

Termometer Beurer Digital FT78

REF B79518

Tryckt: 11.12.2017

REF		
B79518	Termometer	
Egenskaper:	<p>Hygienisk och säker mätning. Använd engångsskydd för hygienisk mätning. 6 st engångsskydd medföljer.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Minne för 9 mätningar</li><li>- Signal som låter när mätningen är klar</li><li>- Tydlig LCD-display</li><li>- Automatisk avstängning</li><li>- Indikator som visar när batteriet är lågt</li></ul> <p>Drivs av 1 st 3V CR 2032 batteri (Batteri medföljer.) Noggrannhet: <math>\pm 0,2^{\circ}\text{C}</math> vid <math>35,0^{\circ}\text{C}</math>-<math>42,2^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Engångsskydd B79519 finns som tillbehör. 20 st/fp</p>	