



# Sono Single shot

## SONO TAP

Sono Tap kanyl med injektionsslang avsedd för olika blokader med ultraljud. Facettslipad med "Cornerstone" reflektorer. Sono Tap ger dubbel säkerhet, tydlig identifiering av kanylen vid ultraljud och exakt lokalisation. Steril för engångsbruk. Latexfri.

Artikelnummer	Storlek Ga	Längd mm	Avd.förp.
P1185-3Y040	24	40	10
P1185-3E050	22	50	10
P1185-3E080	22	80	10
P1185-3F110	21	110	10
P1185-3F150	21	150	10

## SONO BLOCK

Sono Block facettslipad med NanoLine beläggning både på insidan och utsidan av kanylen. Reducerar punktionskraften och glidförmågan ökar.

Artikelnummer	Storlek Ga	Längd mm	Avd.förp.
P001180-70	22	40	10
P001180-74	22	50	10
P001180-71	22	80	10
P001180-77	21	100	10
P001180-72	20	120	10

Leverantör

**PAJUNK®**

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 08-88 03 60, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)

2016-07