

# Glucoject Dual PLUS



Glucoject Dual Plus är en blodprovstagare som är enkel att hantera och kan anpassas till 5 olika stickdjup.

Provtagning kan göras i fingrar eller alternativa stickställen.

Efter provtagning skjuts lansetten ut med ett knapptryck och utan att vidröras.

Används tillsammans med MenaLancet 30G engångslansetter.

Glucoject Dual Plus ingår i våra blodsockermätar-set GlucMen Areo och GlucoMen Areo 2K.

Provtagaren är avsedd för eget bruk.

Varunummer	Produktbeskrivning	Innehåll
45450	Glucoject Dual plus provtagare	1 st