



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



VarioLine Comfort Amika® ENFit/ENPlus

Aggregat VarioLine Comfort används för tillförsel av sondnäring med Amika nutritionspump, och kan även användas vid gravitationsmatning.

ENFit och ENPlus koppling

Avtagbar VarioLine adapter ENPlus för koppling till flaskor/plastcontainer/ nappflaska med smal eller bred hals

Trevägskran för medicinering

Patenterad slangklämma

VarioLine Comfort Amika ENFit/ENPlus

Universalaggregat till Amika nutritionspump

MED AVTAGBAR VARIOLINE-ADAPTER



EGENSKAPER VARIOLINE COMFORT AMIKA

- Säker enteral ENFit koppling, enligt den internationella säkerhetsstandarden ISO 80369-3. För en säker och tätslutande anslutning.
- ENPlus koppling. Passar till sondnäringsförpackningar med ENPlus port så som EasyBag.
- Avtagbar VarioLine adapter ENPlus för koppling till flaskor/ plastcontainer/nappflaska med smal eller bred hals.
- Rullklämma för gravitationsmatning.
- Transparent slang för kontroll av innehåll i slang.
- Slang av PVC med mjukgörare TEHTM.
- Patenterad slangklämma med fritt flödes skydd.
- Trevägskran för medicinering eller spolning.
- Skyddskork på trevägskran och female ENFit Koppling
- Längd 250 cm.
- Fri från latex och Bisfenol A.
- Sterilförpackad (EO).
- Plastpåse för upphängning av flaska medföljer.
- Användningstid upp till 24 h i ett slutet system

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Produkt	Förpackning	Varunr. Tamro/Aptek	Artikelnr. Leverantör
VarioLine Comfort Amika ENFit/ENPlus	1x30 st	825164	7751904