

Diaquick Mononukleose

Visuell snabbtest




- Användarvänlig
- Tillförlitlig
- Resultat efter 5 min
- Pos/Neg QC ingår
- CE-märkt
- Optisk digitalisering av resultat

Diaquick Mononukleos-test är ett immunokromatografiskt snabbtest för kvalitativ påvisning av hetrofila anti-kroppar mot infektiös mononukleos i helblod, serum eller plasma förorsakat av Epstein-Barr viruset. Testet tolkas visuellt, är lätt att använda och har inbyggd funktionskontroll. Testen genomgår regelbundet kvalitetskontroller hos producenten och Diaquick Mononukleos-test uppnår mycket goda resultat i externa kontrollprogram.

DIAQUICK Mononukleose-test är en IVD produkt avsedd för den professionella medicinska marknaden och finns tillgänglig genom Zafena.

Testformat:	Kassett
Provmaterial:	Helblod/serum/plasma
Provvoly:	50/25 µL
Analystid:	5 minuter
Storlek:	10 eller 30 test
Förvaring	2 – 30 ° C

Tolkning av resultat



Art.nr.	Benämning	Antal test
MEZ06620CE	Mononukleose Diaquick kassett/30	30
MEZ06630CE	Mononukleose Diaquick kassett/10	10