



Syrgasmask

Syrgasmask - latex- och DEHP fri

Formgjuten syrgasmask med slang, säkerhetsventil, näsklämma och fixeringsband. 2,1 m slang, starlumen knickfri.

Flöden 5-10 l / min.

Osteril, för engångsbruk. Latexfri.

Förp. 50 st.

Material:

Mask: PVC med metallklämma

Slang: PVC

Reservoarpåse: PVC / 750 ml

Ventil: Silikon

Fixeringsband: Polycloroprene

Artikelnummer	Beskrivning	Oxygenkoncentr.
HU-1041P	vuxen, med slang	35-60 %
HU-1049P	vuxen, utan slang	35-60 %
HU-41042P	barn, med slang	35-60 %
HU-41050P	barn, utan slang	35-60 %
HU-41088P	vuxen, för inst. av exakt oxygenkoncentration	35-60 %
HU-41061P	vuxen, reservoarmask kan ändras till oxygenmask	35-60 %
HU-1115P	syrgasslang, 2,1 m	
HU-1059P	vuxen, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %
HU-41058P	barn, med påse 750 ml, för hög oxygenkoncentration	> 60 %

Leverantör

Teleflex
MEDICAL

För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungälv
Tel. 031-388 93 00, E-mail. kundservice.hospital@mediq.com

2017-08