

## Wellion® Pro blodprovstagare

Universal modell passar samtliga standard lansetter\*. Erbjuder maximal säkerhet och patientkomfort i samband med kapillära blodprovstagningar.



\* Passar inte Accu-ChekSoftclix, Securlancets Pro lancets och OneTouch Delica lancets.



### Utskjutningsknapp

Eliminerar risken för kontakt med lansetten och stickskador



### Komfort

Rak ledning av lansetten reducerar smärta vid stick



### Stickdjup

Möjlighet att ställa in 10 olika stickdjup



Tydlig röd markering visar att blodprovstagaren är aktiverad och redo för blodprovstagning

Wellion PRO blodprovstagare har inte bara en elegant design och hög kvalitet utan erbjuder också en bra ergonomi för användaren. Med den individuella inställningen av stickdjup erhålls korrekt mängd blod för en enkel blodprovstagning.

Artikelnummer	Benämning	Antal stickdjup	Fp /Transp.fp
WELL920	Wellion Pro Blodprovstagare	10	1 / 1000

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE