

VISIOFOCUS®

Världens enda termometer som visar
temperaturen direkt på pannan



Flaska



Mat



Bad



Säng



Kropp



Hus

Visiofocus® har flera användningsområden

VISIOFOCUS®

Äntligen blev det enkelt, roligt, hygieniskt och säkert att ta tempen. Med Visiofocus® behöver ingen bli utsatt för obehaglig rektal mätning eller obekvämt och osäker mätning i örat. Visiofocus® är utvecklad för hemmamiljö och sjukhus och gör det möjligt att ta tempen med högsta säkerhet - Helt utan beröring.

En termometer för alla behov

Med Visiofocus® tar du inte bara febertemperaturen utan läser lika enkelt av temperaturen på föremål som mat, vätskor och badvatten.

Smart, snabb & säker

Visiofocus® patenterade och smarta kalibrering mäter och visar rumstemperaturen. Korrekt mätning av rumstemperatur är avgörande för säker infraröd febermätning. Smart kalibreringen gör den snabbt redo för korrekt mätning. Den snabba mätningen på 0,5 sekunder gör att den används av professionella sjukvårdare vid t ex pandemier som svininfluensan men även vid sportevent.



Hygienisk och bakteriesäker

Då mätningen är helt beröringsfri samt utan förbrukningsvara eller kontakt med huden är den 100% hygienisk.

Så enkelt är det

Starta mätningen mot pannan och termometerens smarta lysdiod vägleder dig så du mäter med korrekt avstånd. Rätt avstånd är avgörande för noggrann och korrekt mätning. Temperaturen visas direkt på pannan eller på objektet.

Sovande barn och patienter

Visiofocus® är en häpnadsväckande termometer som tillåter föräldrar och sjukvårdare att mäta temperaturen på barn och patienter med komfort, säkerhet, hygien, snabbhet och precision, utan att störa och väcka barn eller patient.

Rekommenderas av läkare

Visiofocus® rekommenderas och används av läkare runt om i världen.

Enkel instruktion

1. Öppna locket
2. Tryck och håll in ansiktssymbolen
3. Starta mätning
4. Temperatur visas i pannan



VISIOFOCUS® ANVÄNDS

- » I hemmamiljö
- » Av svensk sjukvård. Finns upphandlad hos flera landsting
- » Inom akutsjukvård, intensivvård, förlossning och post-operativt
- » I förskolor, skolor och på arbetsplatser
- » Inom sportklubbar och på event som maraton och triathlon

Fakta

- Smart termometer
- Mäter på 0,5 sekunder
- Mäter och läser av temperaturen direkt på pannan
- Helt beröringsfri
- 100% hygienisk - utan kontakt med kroppsvätskor och bakterier!
- Infraröd sensor
- Mätomfång: 34° C – 42,5° C. Temperatur visas med en decimal
- Minne
- Hanterar upp till 9 användarprofiler
- Mätenheter: Celsius och Fahrenheit
- Noggrannhet: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ - $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$
- Mått: 116 mm lång, 33,2 mm i diameter, vikt: 75 gram (inklusive batteri)
- Termometern kan användas i temperaturer från -10° till 40°C
- CE 0051 klassificerad

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

Visiofocus® 06400

4st AAA-batterier

Bruksanvisning (svenska, norska, danska och finska)

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGEN

Beställning skickas till order@medfour.se. Vid beställning vänligen bifoga inköpsorder i PDF-format.

För prisinformation vänligen kontakta oss via e-post order@medfour.se eller på telefon 08-122 014 20.