



















Elastiska Hakar

Elastiska hakar anpassar sig till rekraktoringars anatomi. Vi levererar en bred variation av uppställningar, storlekar och material för varje tänkbar operation. Engångshakarna är förpackade sterilt.

Art.nr	Benämning	
3205-8G	5 mm semi-blunt PRO-Stay, 8/fp	
3311-8G*	5 mm - vassa hakar, 8/fp	
3314-8G*	3 mm - vassa hakar, 8/fp	
3316-8G*	5 mm - trubbiga hakar, 8/fp	
3325-4G	5 mm - tvåfinger hakar, 4/fp	
3327-4G	7 mm - tvåfinger hakar, 4/fp	
3329-4G	9 mm - tvåfinger hakar, 4/fp	
3330-4G	13 mm x 16 mm - ensamt blad, 4/fp	
3331-4G	13 mm x 20 mm - ensamt trubbigt blad, 4/fp	
3332-4G	14 mm x 16 mm - tvåfinger blad, 4/fp	
3333-4G	14 mm x 20 mm - trefinger blad, 4/fp	
3334-4G	20 mm x 16 mm - fyrfinger blad, 4/fp	
3335-4G	20 mm x 20 mm - trefinger blad, 4/fp	
3338-4G	6.5 mm x 16 mm - ensamt smalt blad, 4/fp	
3350-8G*	12 mm - trubbiga hakar, 8/fp	
3350L-4G	12 mm - trubbiga långsträckta hakar, 4/fp	
3384-4	12 mm - tvåfinger trubbiga 4/fp	
3550-1G	12 mm - trubbiga hakar, dubbla bly, 50/fp	

* Finns även med 50/fp
50/fp: Individuellt förpackade

Nöjda patienter går hem®