

Manuka IG[®]

Acetatförband impregnerat med Manukahonung

Manuka IG[®] är ett icke vidhäftande acetatförband impregnerat med 100 % *Leptospermum scoparium* Manukahonung. Manuka IG[®] är utformat för att skydda såret samt främja och bibehålla en fuktig sårhelingsmiljö vilket påskyndar sårhelingsprocessen.

Manuka IG[®] är sterilt och avsedd för engångsbruk. Förbandet är vävt för att underlätta passage av sårets exudat samt för att skydda såret. Manuka IG[®] används ofta i kombination med ett sekundärt absorberande förband.



Manuka IG[®] är främst indicerat för sårbehandling av svårhelande sår som:

- Bensår
- Trycksår
- Första och andra gradens brännskador
- Operationssår
- Traumasår
- Diabetssår
- Transplantationssår.


Manuka IG[®] kan även användas för sårbehandling av mindre allvarliga sår som skrubbsår, rivsår, skärsår och brännsår.

Fördelar med Manuka IG Sårförband[®]

- CMH[®] Certifierad Manukahonung från Nya Zeeland
- Utmärkt kontaktlager
- Bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö vilket påskyndar sårhelingsprocessen
- Reducerar lukter och odör från sår
- Kan användas tillsammans med Manuka Fill[®] Sårsalva och andra sekundärförband
- Det låga pH-värdet och den höga osmolariteten i Manukahonung påskyndar sårhelingsprocessen



MANUKA IG/IG MAX SÅRFÖRBAND



Art.nr	Benämning	Storlek	Förp
WC20	Manuka IG [®] Sårförband med 100% Manukahonung	10x12,5cm	10st