



Manuka IG MAX[®]

Gasväv impregnerat med Manukahonung

Manuka IG[®] MAX Sårförband är en icke vidhäftande gasväv impregnerat rikligt med 100 % Leptospermum scoparium Manukahonung. Manuka IG[®] MAX är utformat för att skydda såret samt främja och bibehålla en fuktig sår-läkningsmiljö vilket påskyndar sår-läkningsprocessen.

Manuka IG[®] MAX är sterilt och avsedd för engångsbruk. Förbandets öppna cellstruktur underlättar passage av sårets exsudat samt skyddar såret. Manuka IG[®] MAX används ofta i kombination med ett sekundärt absorberande förband. När exsudat från såret tränger igenom Manuka IG[®] MAX absorberas det upp i sekundärförbandet tack vare den öppna strukturen i förbandet.



Manuka IG MAX[®] är främst indicerat för sårbehandling av svårläkande sår som:

- Bensår
- Trycksår
- Första och andra gradens brännskador
- Operationssår
- Traumasår
- Diabetssår
- Transplantationssår.


Manuka IG MAX[®] kan även användas för sårbehandling av mindre allvarliga sår som skrubbsår, rivsår, skärsår och brännsår.

Fördelar med Manuka IG MAX Sårförband[®]

- CMH[®] Certifierad Manukahonung från Nya Zeeland
- Utmärkt kontaktlager
- Bibehåller en fuktig sår-läkningsmiljö vilket påskyndar sår-läkningsprocessen
- Reducerar lukter och odör från sår
- Kan användas tillsammans med Manuka Fill[®] Sårsalva och andra sekundärförband
- Det låga pH-värdet och den höga osmolariteten i Manukahonung påskyndar sår-läkningsprocessen



MANUKA
IG/IG MAX
SÅRFÖRBAND



Art.nr	Benämning	Storlek	Förp
WC25	Manuka IG MAX [®] Sårförband med 100% Manukahonung	10x12,5cm	10st