

SELEFA[®] Applikator med bomullsspets, en spets, steril

REF: 120788

SELEFA[®] Applikator med bomullsspets, en spets, steril, är utformad för diagnostisk provtagning, sårbehandling, rengöring av ett behandlat ställe, applicering av läkemedel, salvor och flytande ämnen och många andra användningsområden.

Egenskaper

- ▶ Mycket jämn yta, ingen risk för vassa fibrer som sticker ut
- ▶ Spets i 100 % bomull
- ▶ Björkträ
- ▶ PVC- och latexfri produkt
- ▶ 2-pack




REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
120788	Applikator med bomullsspets, en spets, 2-pack, steril	15cm	200 / 2000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter. Steriliserad med EO (etylenoxid) enligt giltig version av ISO 11135-standard.



REACH förordning: De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Biologisk utvärdering: EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-7
EN ISO 10993-10

I enlighet med legala krav: Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

Uppfyller produktstandard: EN 14079, EN ISO 11135

Kvalitetsstandarder: EN ISO 13485

Etiketter och förpackningskrav: EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 11607-1

Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Pinne	Trä (björk)
Huvud	100 % bomull

Varningar och rekommendationer

Varningar	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrats och korskontaminering kan uppstå.
Förvaringsrekommendationer	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme under 25 °C. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
Hållbarhetstid	3 år

Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek (L x V x H) mm
Enhetsförpackning	Medicinskt papper, PP/PE film	190 x 35
Dispenserförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	195 x 90 x 80
Transportförpackning	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	470 x 210 x 180
Förpackningstejp	PVC-fri, Transparent	N/A

Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispenserförpackning	Transportförpackning
120788	06438129151718	06438129351712	06438129551716

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.