

## SELEFA® Applikator med bomullsspets

REF: 120783, 120795

SELEFA® Applikatorer med bomullsspets är utformade för diagnostisk provtagning, sårbehandling och rengöring, applicering av läkemedel, salvor och flytande ämnen och många andra användningsområden.

### Egenskaper

- ▶ Mycket jämn yta, ingen risk för vassa fibrer som sticker ut
- ▶ Spets i 100 % bomull
- ▶ Björkträ
- ▶ PVC- och latexfri produkt
- ▶ 100-pack



REF	Beskrivning	Storlek	Antal dispenser/transport kartong
120783	Applikator med bomullsspets, en spets, 100-pack, icke-steril	15cm	100 / 24000
120795	Applikator med bomullsspets, dubbel spets, 100-pack, icke-steril	8cm	100 / 24000

Försäljningsenhet: Transportförpackning

## Förordningar

Produkten uppfyller lagstadgade krav för medicintekniska produkter.



Not made with natural rubber latex



### REACH förordning:

De produkter som omfattas av detta datablad innehåller inga ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR), inklusive några särskilt farliga ämnen (SVHC) enligt den senaste tillgängliga versionen av Kandidatlistan som publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

### Biologisk utvärdering:

EN ISO 10993-5  
EN ISO 10993-10

### I enlighet med legala krav:

Förordningen om Medicintekniska Produkter (EU) 2017/745

### Uppfyller produktstandard:

EN 14079

### Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

### Etiketter och förpackningskrav:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

## Material

Komponent	Råmaterial och egenskaper
Pinne	Trä (björk)
Huvud	100 % bomull

## Varningar och rekommendationer

<b>Varningar</b>	Engångsprodukt. Om produkten återanvänds, kan produktens prestanda försämrans och korskontaminering kan uppstå.
<b>Förvaringsrekommendationer</b>	Rekommenderad lagring i rent, torrt utrymme i rumstemperatur. Produkten ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
<b>Avfallshantering</b>	Avfallet hanteras i enlighet med lokala föreskrifter
<b>Hållbarhetstid</b>	5 år

## Förpackningsinformation

Förpackning	Material	Storlek ( L x V x H ) mm
<b>Enhetsförpackning</b>	PE påse, Transparent	
<b>Dispensförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	120783: 180 x 100 x 190 120795: 105 x 95 x 64
<b>Transportförpackning</b>	Kartong, TCF eller ECF kvalitet	120783: 470 x 325 x 400 120795: 435 x 315 x 345
<b>Förpackningstejp</b>	PVC-fri, Transparent	N/A

## Streckkod / UDI-DI

REF	Enhetsförpackning	Dispensförpackning	Transportförpackning
<b>120783</b>	06438129152685	06438129352689	06438129552683
<b>120795</b>	06438129152692	06438129352696	06438129552690

Evercare Medical AB är en partner som stödjer vårdgivare och patienter för att förbättra vårdresultaten, sänka de totala vårdkostnaderna och säkerställa en rättvis och hållbar värdekedja.