



**SJÄLVHÄFTANDE ABSORPTIONSDUK**




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>706100</b>	Självhäftande absorptionsduk, 55x70cm	40/80

**SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER**




Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>706300</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x50cm	50/300
<b>706400</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 50x50cm	65/390
<b>706500</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x75cm	35/210
<b>706700</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x100cm	28/168
<b>706900</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 100x100cm	43/86
<b>707500</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 75x75cm, 2 st	36/216
<b>906677</b>	Självhäftande OP-handduk 3-lager, 90x75cm	32/192

**SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER FÖRSTÄRKT**



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>706800</b>	Självhäftande OP-handduk 90x75cm, förstärkt	42/84

**SJÄLVHÄFTANDE OP-HANDDUK 3-LAGER FÖRSTÄRKT**



Art. nr.	Beskrivning	Avd./Trp.förp.
<b>66001</b>	OP-handduk med elastiskt självhäftande kanter, 90 x 75 cm, förstärkt	22/132