



## Övningsben Laerdal

Vuxen

Lev art nr/REF: 205-10150

Leverantör: Laerdal Medical AS

### Produktbeskrivning

Verklighetstroget ben med simulerat tibia/skenben anpassat för träning av intraosseös nålsättning. Möjlighet att medicinera och ge vätsketillförsel via infusion.

Egenskaper:

- Vid den proximala tibia-tuberositeten underlättar rätt lokalisering.
- Simulerad tibia ger realistiskt motstånd när nålen går igenom ben in i benmärgen.
- Simulerad benmärg kan aspireras för verifiering av nålens placering.
- Läkemedels administrering och infusion stöds upp till 1000 ml.

Innehåller:

- Naturtroget ben med utbytbar IO tibiamodul.
- Huden fästs med kardborre. Det för att kunna rotera injektionsstället, samt för att kunna utföra enkla hudförändringar.
- Benatrappen kan användas fristående eller ledad till en av Laerdals simulatorer.