

# Lock till smal medicinbägare



Vår breda medicinbägare, 30 ml, är en klass 1 M produkt och tillverkas i enlighet med den medicintekniska förordningen 93/42/EEG. Medicinbägaren används både för flytande medicin och medicin i tablettform. Produkten är testad för att uppfylla alla krav enligt förordningen. Vi har även kompletterande produkter till breda medicinbägaren såsom medicinbricka, tablettkross, tablettdelare och dispenser.

Locket skyddar innehållet i medicinbägaren, tillverkas i polyetylen och går att skriva på. locket är CE-märkt,

## INFORMATION

### Förpackning:

#### Lock ø 38 mm

4000 st per förpackning  
500 st per påse

## ART.NO.

00264

## COLOUR

Vitt lock

## EAN

7340077901279

#### Lid for Eco measure ø 38 mm

9000 st per förpackning  
500 st per påse

00364

Vitt lock

7340077903525



*For better care!*

# Hpm<sup>TM</sup>

Hammarplast Medical AB  
Box 2069, SE-531 02  
Lidköping, Sweden  
Tel: +46 (0)510 618 80  
info@hpm.se  
www.hpm.se