











Retraktor

Det finns åtta olika retraktorer med olika användningsområden. Retraktorerna används tillsammans med elastiska hakar för att få en bra översikt vid kirurgi.

Art.nr	Användningsområden	
3301G	Gynekologi, Huvud/Hals	
3302G	Gynekologi - För patienter med övervikt och/eller smala bäckenben	
3304G*	Gynekologi, Manlig Urologi	
3307G*	Kolorektal, Generell, Huvud/Hals	
3308G*	Gynekologi, Manlig Urologi	
3309G	Huvud och nacke, Pediatrik	
3310G	Generell, Huvud/Hals	
3715	Gynekologi	
Kit 3704	5 st Gynekologi - Varje kit innehåller: 1 Retraktor (3304G) 8 Hakar (3311-8G)	
Kit 3707	5 st Kolorektalkit - Varje kit innehåller: 1 Retraktor (3307G) 8 Hakar (3311-8G)	

* De tre vanligaste retraktorerna

Nöjda patienter går hem®