



Batteri till defibrillator AED

t G5A-13A samt G5S-13A

Lev art nr/REF: XBTAED001A

Leverantör: ViTri Medical AB

Leverantör art.nr.	Tillverkare art.nr.
XBTAED001A	XBTAED001A

Produktbeskrivning

Lithiumbatteri för Cardiac Science Powerheart G5. Intellisense-litiumbatteri utvecklat för medicinskt bruk med högsta prestanda och driftsäkerhet. Ett Intellisense-batteri kan leverera upp till 500 defibrilleringsstötar (vid 150VE) samt minst nio stötar efter det att AED-enheten indikerar att batteriets laddningsnivå är låg.

Ca 4 års livslängd

Icke-laddningsbara batterier

