



Vagiwell[®] Dilatorer

Vaginaldilatorer gjorda i medicinskt graderad silikon.

Användning:

Målet med användningen av Vagiwell är att stretcha ut (expandera) vaginan.

Vagiwell[®] dilatorer är till för användning både på klinik och hemma.

Börja med den minsta storleken och ha den i vaginan i flera minuter. När en storlek kan vara i vaginan utan obehag går man över till nästa storlek. Övningen bör genomföras i en bekväm position, antingen sittande eller liggande.

Övningarna bör utföras dagligen om inte något annat rekommenderats av läkaren. När den största storleken kan användas utan obehag kan patienten börja försöka ha sex.

Storlek Färg	Diameter A/B		Längd C	
	mm	inch	mm	inch
Stl 1 Blå	12/14	0.47/0.55	122	4.80
Stl 2 Mintgrön	16/18	0.63/0.71	135	5.31
Stl 3 Lila	20/22	0.79/0.87	150	5.91
Stl 4 Rosa	24/26	0.94/1.02	163	6.42
Stl 5 Beige	28/30	1.10/1.18	177	6.97

Indikationer:

- Dyspareuni av olika slag
- Vaginism
- Ärrbildning efter spsiotomi eller perineal laceration.
- Under och efter strålbehandling / kemoterapi
- Efter gynekologisk operation med minskad storlek på vagina och ärrbildning
- Lichen sclerosus
- Vaginoplasty/ neovagina
- Stram vagina (oskuld) av kulturella eller religiösa skäl
- Smärta vid gynekologiska undersökningar eller vid införande av tampong

Material:

Dilatorer: Silikon
 Väska: Nylon

Tillgängliga förpackningar finns på baksidan.

 Medicinskt hjälpmedel

Tillgängliga förpackningar:



Vagiwell[®] Dilatorer Premium

5 dilatorer i silikon:


Storlek	Färg	Diameter A/B		Längd C	
		mm	inch	mm	inch
Stl 1	Blå	12 /14	0.47/0.55	122	4.80
Stl 2	Mintgrön	16 /18	0.63/0.71	135	5.31
Stl 3	Lila	20 /22	0.79/0.87	150	5.91
Stl 4	Rosa	24 /26	0.94/1.02	163	6.42
Stl 5	Beige	28 /30	1.10/1.18	177	6.97

Art. Nr. VAGIWELL-P

EAN: 4013273001557

Vagiwell[®] Dilatorer Small

3 dilatorer i silikon:




Storlek	Färg	Diameter A/B		Längd C	
		mm	inch	mm	inch
Stl 1	Blå	12 /14	0.47/ 0.55	122	4.80
Stl 2	Mintgrön	16 /18	0.63/0.71	135	5,31
Stl 3	Lila	20 /22	0.79/0.87	150	5.91

Art. Nr. VAGIWELL-S

EAN: 4013273001564

Vagiwell[®] Dilatorer Large

3 dilatorer i silikon:



Storlek	Färg	Diameter A/B		Längd C	
		mm	inch	mm	inch
Stl 3	Lila	20 /22	0.79/0.87	150	5.91
Stl 4	Rosa	24 /26	0.94/1.02	163	6.42
Stl 5	Beige	28 /30	1.10/1.18	177	6.97

Art. Nr. VAGIWELL-L

EAN: 4013273001571

Följande ingår alltid:

Instruktionsbok, SYLK[®] glidmedel (vattenlösligt) 50 ml tub,
 Förvaringsväska

Material:

Dilatorer: Silikon

Väska: Nylon