

Tork Xpressnap® Extra Mjuk Bordeaux Dispenserservett, N4



Artikel	18960
Längd, ovikt	21.3 cm
System	N4 - Tork Xpressnap® Dispensersystem för servetter
Bredd, ovikt	16.5 cm
Längd, vikt	10.7 cm
Bredd, vikt	16.5 cm
Lager	2
Tryck	Nej
Dekor	Ja
Färg	Bordeaux

Tork Xpressnap® Servettdispenser är perfekt för självserverrestauranger. Med detta system kan du minska förbrukningen med 25 % jämfört med traditionella servettdispensrar. Tork Xpressnap® Extra Mjuk Bordeaux Dispenserservett (2-lagers) är idealisk för restauranger där man är mån om bekvämlighet och vill ge sina gäster ett intryck av kvalitet genom att erbjuda en extra tjock servett i bordeaux-färg.

www.tork.se

Den bordeaux-färgade servetten ger din restaurang en elegant känsla;

En tjock och mjuk 2-lagersservett som bidrar till att ge gästerna en bättre upplevelse;

Unik förpackning där buntarna skyddas i en plastpåse som ger bättre hygien och enklare hantering

Leveransdata			
	Konsumentförpackning	Transportförpackning	Pall
EAN	7322540855005	7322540855012	7322540864137
Antal	1000	8000	160000
Konsumentförpackning	-	8	160
Höjd	165 mm	353 mm	1915 mm
Bredd	98 mm	404 mm	800 mm
Längd	540 mm	559 mm	1200 mm
Volym	8.7 dm ³	79.7 dm ³	1.6 m ³
Nettovikt	1181 g	9.4 kg	188.9 kg
Bruttovikt	1213 g	10.3 kg	206.5 kg
Förpackningsmaterial	Banderoll	Kartong	-

Välj en dispenser



272613

272211

272513

Alternativa produkter



18961

18962

18963

Miljömärkningar/Fördelar



For Wiping

Kontakt

Essity Hygiene and Health AB
Professional Hygiene
Broplatsen 3