



©BSNmedical

Produkt

Leukoplast® Hospital är en vit fixeringstejp med häfta av zinkoxid-kautchuk.

För normal hud

Fäster snabbt och sitter kvar länge

Permeabel för luft och vattenånga

Vattenavstötande yta

Huvudsakliga användningsområden

Fixering av förband

Orderinfo

Artikelnr.	Mått	Färg	Antal st. i fp.
0175600	1,25 cm x 9,20 m	white	24
0175700	2,50 cm x 9,20 m	white	12
0175800	5,00 cm x 9,20 m	white	6
7682000	1,25 cm x 9,20 m	white	24
7682100	2,50 cm x 9,20 m	white	12
7682200	5,00 cm x 9,20 m	white	6