


CTG-band Engångs 9610-2

Wing Plasts engångsband för CTG är 1,3m långt och är försedd med extra knapp. Levereras i 2-pack med 1 blått och 1 rosa band.

- Elastisk
- 50 mm bred
- Engångs
- Levereras i 2-pack

CTG-band Engångs 9610-2



Material

- Polyester

Vikt

- Detalj: 30g
- 1 par: 60g

Förpackning

- Avdelningsförpackning: 1 par (2st)
- Transportförpackning: 50 par (100st)

Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Medical ISO 13485



30.9610/2.001-171207

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



Wing Plast AB