



Produktnamn: VISIOplex[®] - 30° Slipning

Art.nr	Storlek (G)	Längd (mm)	Avd.fp/Trp.Fp (St)
6094.103	20	100	20/180
6094.3534	22	35	20/180
6094.503	20	50	20/180
6094.5034	22	50	20/180
6094.8534	22	85	20/180

Material: PVC, EVA, PE, PC och rostfritt stål. Latexfri och DEHP-fri

Övrig information: Kanyl för perifer nervblockad anpassad för ultraljud. CM-markeringar. Löstagbar förlängningsslang (50cm). Fyllnadsvolym 1 ml. Genomskinlig hub

Produkten är CE-märkt: Ja