



ViTri:TubiColor



Produktbeskrivning :

Tubformat elastiskt förband som är stretchbart på tvären, klipps till i valfri längd och kan appliceras enkelt eller dubbelt. Förbandet är färgkodat för att underlätta val av storlek. Längd 10 meters rulle.

Materialdeklaration:

89% polyester, 11% polyuretan, latexfri.

Indikationer:

För fixering över leder och/eller svårbandagerade områden, amputationer samt på skör hud, under gips.

Artikelnummer	Beskrivning
31100 (röd)	> 3,5 cm x 10 m, små armar , ben 1 st/avd fp, 36 st/stor fp.
31101 (grön)	> 5 cm x 10 m, ordinära armar, små ben, fot, hand 1 st/avd fp, 28 st/stor fp.
31102 (blå)	> 7,5 cm x 10 m, ordinära ben, armar, lår 1 st/avd fp, 20 st/stor fp.
31103 (gul)	> 11 cm x 10 m, normal kropp, vuxen person, 1 st/avd fp, 16 st/stor fp.
31104 (beige)	> 18,5 cm x 10 m, stor kropp, 1 st/avd fp, 8 st/stor fp.