



ViTri:Seal



Produktbeskrivning:

Högelastisk lättviktsbinda (långsträcksbinda) för kompressionslindning. Material av 93% viskos, 3% polyamid 4% elastan. Elasticitet ca 175%. Vit med blå applikationsränder, bindan är latexfri samt har latexfria bindfästare.

Tvättas i 60 grader C alternativt steriliseras i autoklav vid 134 grader C.

Längd osträckt: 4,35 meter, sträckt 12 meter.

Användningsområde:

För kompressionslindning efter kärlkirurgi, venös insufficiens, vid lindning av amputationsstumpar där den mindre breda lindan rekommenderas för underbensamputationer och den bredare lindan för lårbensamputationer.

Artikelnummer	Beskrivning
30740	10 cm x 12 m, 8 st/tp, 40 st/trpfp
30741	15 cm x 12 m, 8 st/tp, 40 st/trpfp