

## Förbandsbindor > Binda elastisk steril 412+419



### Materialspecifikation binda 412 Förbandsbinda elastisk för fixering av förband

Material: 41% bomull, 59% polyamid  
 Antal trådar: 17 st/cm<sup>2</sup>  
 Elasticitet: 120%  
 Vikt: 28g/m<sup>2</sup>  
 Färg: Vit  
 Steriliseringsmetod: Ånga

### Materialspecifikation - Binda 419 Perfekt som förband runt leder och kroppspartier som är svåra att lägga om.

Material: 62% bomull, 38% polyamid  
 Antal trådar: 27st/cm<sup>2</sup>  
 Elasticitet: 60%  
 Vikt: 66g/m<sup>2</sup>  
 Färg: Beige  
 Steriliseringsmetod: Ånga



### Förpackning:

Tr fp: kartong i korrugerad kartong FEFCO II 23  
 Avd fp: kartong  
 Prod fp: Peel-pack  
 412-702 till och med 412-708 dubbla peel-pack

### Produkterna uppfyller standards:

MDD 93/42/EEC 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004, EN 556-1, EN 11737-1 EN 11737-2

Artikel nr	Produktbeskrivning	Avdpack	Transpack	Latex	PVC	S/OS	Mjukgörare
412-506	Binda elastisk 4mx10cm	130	780	N	N	S	NEJ
419-504	Binda elastisk 4mx10cm	80	480	N	N	S	NEJ
412-706	Binda elastisk 4mx10cm, dubbel peel-pack	95	570	N	N	S	NEJ
419-505	Binda elastisk 4mx12cm	70	420	N	N	S	NEJ
412-507	Binda elastisk 4mx12cm	110	660	N	N	S	NEJ
412-707	Binda elastisk 4mx12cm, dubbel peel-pack	75	450	N	N	S	NEJ
419-506	Binda elastisk 4mx15cm	55	330	N	N	S	NEJ
412-508	Binda elastisk 4mx15cm	100	600	N	N	S	NEJ
412-708	Binda elastisk 4mx15cm, dubbel peel-pack	30	180	N	N	S	NEJ
412-509	Binda elastisk 4mx20cm	80	480	N	N	S	NEJ
412-501	Binda elastisk 4mx4cm	40	720	N	N	S	NEJ
419-501	Binda elastisk 4mx4cm	128	768	N	N	S	NEJ
412-502	Binda elastisk 4mx5cm	40	720	N	N	S	NEJ
412-702	Binda elastisk 4mx5cm, dubbel peel-pack	175	1050	N	N	S	NEJ
412-503	Binda elastisk 4mx6cm	30	540	N	N	S	NEJ
419-502	Binda elastisk 4mx6cm	120	720	N	N	S	NEJ
412-504	Binda elastisk 4mx7cm	150	900	N	N	S	NEJ
412-704	Binda elastisk 4mx7cm, dubbel peel-pack	125	750	N	N	S	NEJ
412-505	Binda elastisk 4mx8cm	150	900	N	N	S	NEJ
419-503	Binda elastisk 4mx8cm	90	540	N	N	S	NEJ

Produktbladsnr 2602