

## Wellion® Säkerhetslansetter

För säker och skonsam provtagning

Säkert för personal och anhöriga  
 Reducerar risken för stickskador och krosskontamination  
 Skonsam för patientens hud eftersom lansetten inte kan återanvändas



### Wellion® säkerhetslansett

- Konstant stickdjup eftersom lansetten aktiveras genom tryck, ej utskjutning
- Lansetten har en fullt integrerad säkerhetsmekanism
- Automatisk aktivering av stickskyddet direkt efter punktion
- Permanent stickskydd förhindrar återanvändning av lansetten
- Färgidentifiering av storlek



Artikelnummer	Benämning	Färg	Blodflöde*	Storlek	Fp /Transp.fp
WELL228	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Orange	Till 10ul	28G	200 / 4000
WELL225	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Grå	30-40ul	25G	200 / 4000
WELL223	Säkerhetslansett, tryckaktiverad	Blå	30-70ul	23G	200 / 4000
WELL218B	Säkerhetslansett, tryckaktiverad, blad	Rosa	70-100ul	18G	200 / 4000

\*Blodflödet är ungefärligt eftersom mängden blod kan bero på hudens tjocklek

Produkterna uppfyller EU-direktiv 2010/32 §4, Art. 7 och TRBA250  
 Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE

